

# 「ペットカルテ」 動物病院専用オンライン

登録種別  
年 月 日

1

## お申込み完了

口座振替手続き完了後、ユーザー ID、パスワードが発行されます。

申込者コード 区分 ID パスワード

（フリガナ）  
ご契約者名  
（個人・法人）  
（フリガナ）  
病院名  
ご住所  
TEL FAX

お申込み内容 ペットカルテ新規登録 | 自動更新 | 1500円（税込） | お支払方法 | 振替 | 毎月22日（休日の場合は翌営業日）

2

## ログインする

ログイン画面にて、ユーザー ID、パスワードを入力し、ログインします。

管理画面ログイン

ユーザーID  
パスワード  
ログイン  
IDを取得する

3

## 接続ソフトインストール

トップページの、AS-2000 用ドライバをインストールします。  
1) USBドライバをダウンロードをします。  
2) スキャナー接続ソフトをダウンロードします。  
ダウンロードしたソフトをインストールして完了です。

カルテ登録する「犬」or「猫」

犬用カルテ管理 猫用カルテ管理

- 1) AS-2000用: USBドライバダウンロード (XP用/Vista)
- 2) AS-2000用: スキャナー接続ソフト
- AS-2000用: USBインストールマニュアルダウンロード
- AS-2000用: JMCマイクロチップ挿入器(インジェクター)取扱説明書
- AS-2000用: スキャナーによるマイクロチップへの書込みの手順

4

## スキャナとPC 接続

スキャナとPCの接続が設定完了。  
※接続が失敗している場合は、ランプが消えます。



5

## マイクロチップ読込

スキャナとPCを接続した状態で、マイクロチップが挿入された動物種（犬、猫）を選択します。  
次に画面の読込ボタンを押します。  
スキャナが読み取りモードに切り替わります。  
読み取りが成功すると、カルテ画面が切り替わります。

※2回ピピと音が鳴ります。



6

## マイクロチップ書込

読み取りが成功すると、カルテ画面に書込みボタンが表示されます。

必要情報を入力後、書込みボタンを押します。  
スキャナが書込みモードに切り替わります。  
マイクロチップが挿入された、部位にスキャナあてて、書込みボタンを押して書込み完了します。

※2回ピピと音がなります。

